



**Germodis**®  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

### GERMOCID VERDE

GERMOCID VERDE è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID VERDE, essendo pronto all'uso, è un disinfettante veloce e pratico da utilizzare. Il prodotto è ad alto tenore alcolico, perfetto per la disinfezione e la conservazione asettica di dispositivi medici invasivi. L'associazione sinergica dei suoi principi attivi garantisce la massima protezione da funghi, virus e batteri Gram-positivi e/o Gram-negativi.

GERMOCID VERDE agisce anche in presenza di materiale organico.

La sua formula è ad elevato potere detergente ed evapora rapidamente, lasciando però un gradevole profumo.

Ideale per tutti gli strumenti soprattutto quelli taglienti perché ne preserva l'affilatura.



#### APPLICAZIONI

GERMOCID VERDE si utilizza per la disinfezione e la conservazione asettica di strumentario chirurgico invasivo. Per uso professionale.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

Per la disinfezione e la conservazione asettica di dispositivi medici invasivi immergerli direttamente in un recipiente contenente la soluzione pronta all'uso di GERMOCID VERDE. Lasciare agire per 60 minuti per un'attività battericida, fungicida e virucida, mantenere in immersione per la conservazione asettica. Procedere con un accurato risciacquo prima dell'uso, l'ultimo dei quali con acqua sterile.

#### CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
T165	Flacone da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025073	08009110025073	343 l x 261 p x 259 h	40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**®  
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

### GERMOCID VERDE

#### COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:  
Clorexidina Digluconato 0,1 g; Benzalconio Cloruro 0,1 g; Alcol Etilico 45,0 g; Alcol Isopropilico 15,0 g; coformulanti;  
acqua depurata q.b. a 100,0 g.

#### CARATTERISTICHE

Liquido limpido di colore verde profumato.

#### ATTIVITÀ

L'associazione del Sale d'Ammonio Quaternario e Clorexidina e l'elevato tenore in alcol garantiscono a GERMOCID VERDE un ampio spettro d'azione contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, virus.

#### TEST

EN13727; EN13624; EN14561; EN14562; EN14476.

#### AVVERTENZE

Sostituire la soluzione da utilizzare per la conservazione degli strumenti ogni settimana.

#### VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

#### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

#### CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

#### AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

**INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI**