



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID TEC

GERMOCID TEC è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID TEC è una soluzione acquosa pronta all'uso per la detersione e la disinfezione rapida di tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi.

Il pratico erogatore a doppia funzione consente l'uso con l'erogazione spray o con la versione foamer. La schiuma aderisce a tutte le superfici evitando un uso eccessivo di prodotto e permette di limitare la volatilità dei componenti.

La sua formula è compatibile con tutte le attrezzature e con tutti i materiali in uso presso case di cura, studi dentistici, ambulatori medici, ospedali, centri estetici, ecc.; soprattutto è ideale per tutti i materiali sensibili all'Alcool quali: maschere facciali, oggetti ed attrezzature varie in plexiglass, ecc.

GERMOCID TEC attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus; decontamina, disinfetta, sgrassa e deterge.



ISTRUZIONI PER L'USO

GERMOCID TEC è pronto all'uso. Spruzzare GERMOCID TEC direttamente sulle superfici. Distribuire il prodotto sulla zona d'interesse e lasciare agire per 15' per un'azione battericida e fungicida, per 60' per un'azione micobattericida e virucida; passare poi un panno. Non necessita di risciacquo tranne che sulle superfici in plexiglass.

CONFEZIONI

Codice interno: da inserire	Imballo primario:	Imballo secondario:
R620	Flacone da 750 ml	Scatola da 12 flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110019508	08009110019508	338 l x 253 p x 246 h	40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali non contengono allergeni e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID TEC

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:

Benzalconio cloruro 2,0 g; O-fenilfenolo 0,2 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Liquido dalla colorazione variabile (da incolore a verde tenue). Profumo caratteristico.

ATTIVITÀ

L'azione sinergica del Benzalconio Cloruro e dell'O-fenilfenolo garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV).

Norma	Attività	Tempo di contatto
EN13727/EN14561/EN13697	Battericida	15 minuti
EN13624/EN14562/EN13697	Fungicida	15 minuti
EN14348	Micobattericida	60 minuti
EN14476	Virucida	60 minuti

AVVERTENZE

Per uso professionale. Agitare bene prima dell'uso. Non usare in presenza di altri saponi o detergenti.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI