



LINEA ANTISSIDANTI - SCHEDA TECNICA

ANTIOSSIDANTE

Nitrito di Sodio in bustine ad azione antiossidante.

Antiossidante a base di nitrito di sodio da aggiungere alle soluzioni disinfettanti o sterilizzanti per prevenire l'ossidazione degli strumenti chirurgici.

Indicato soprattutto in caso di tempi di contatto prolungati.



ISTRUZIONI PER L'USO

Sciogliere una bustina di Nitrito di Sodio Antiossidante nella soluzione con il disinfettante/sterilizzante e seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto utilizzato.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
Q720	Bustina singola	Scatola da 500 bustine

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali utilizzati non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



LINEA ANTISSIDANTI - SCHEDA TECNICA

ANTIOSSIDANTE

COMPOSIZIONE

Nitrito di Sodio al 99%.

CARATTERISTICHE

Polvere cristallina da bianca a leggermente paglierina.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI