



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID BASIC

GERMOCID BASIC è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID BASIC è una soluzione disinfettante pronta all'uso, contenente il 60% (w/w) di alcoli; GERMOCID BASIC oltre ad essere un disinfettante ad ampio spettro per dispositivi medici non invasivi esplica anche un'ottima azione detergente.

L'associazione dei diversi ingredienti di GERMOCID BASIC garantisce una rapida e completa azione disinfettante, detergente ed al tempo stesso deodorante, anche in presenza di materiale organico.

GERMOCID BASIC si utilizza per il trattamento delle superfici di dispositivi medici non invasivi (maschere facciali, piani d'appoggio, bracciali, poggiatesta, etc.).

GERMOCID BASIC svolge la sua azione con diverse modalità a seconda della situazione: è attivo in cinque minuti di contatto contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, contro funghi (lieviti e muffe) e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV); verso micobatteri (compreso TBC) in 60 minuti.

Liquido incolore senza aggiunta di profumo.



ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene e spruzzare direttamente sulle superfici e gli oggetti da trattare. Lasciare agire GERMOCID BASIC quindi passare un panno o carta monouso.

GERMOCID BASIC è attivo in cinque minuti di contatto contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, contro funghi (lieviti e muffe) e virus (compresi HIV, HBV, HCV); verso micobatteri (compreso TBC) in 60 minuti.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
R600	Flacone da 750 ml	Scatola da 12 flaconi
R602	Flacone da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi
R605	Tanica da 5000 ml	Scatola da 4 taniche

Tutti gli imballi primari seguono le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID BASIC

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:

Clorexidina Digluconato 0,1 g; Benzalconio Cloruro 0,1 g; Alcol Etilico 45,0 g, Alcol Isopropilico 15,0 g; Coformulanti, acqua depurata q.b. a. 100,0 g

CARATTERISTICHE

Liquido incolore senza aggiunta di profumo.

ATTIVITÀ

La Clorexidina Digluconato in associazione al Sale d'Ammonio Quaternario e all'elevato tenore in alcol conferisce a GERMOCID BASIC un ampio spettro d'azione nei confronti di virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV), batteri (Gram-positivi, Gram-negativi, Micobatterio tubercolare) e funghi (lieviti e muffe).

TEST

EN13727; EN13624; EN14348; EN13697; EN14561; EN14562; EN14476.

AVVERTENZE

Evitare l'impiego su materiale deteriorabile dall'alcol.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione integra in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI