



**Germodis**<sup>®</sup>  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

## LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

# ACQUA OSSIGENATA

ACQUA OSSIGENATA è una soluzione liquida a base di perossido di idrogeno al 3% (10 volumi) per applicazioni locali su cute in generale e per il trattamento del cavo orale.



### ISTRUZIONI PER L'USO

ACQUA OSSIGENATA può essere utilizzata sia direttamente sulla cute, che applicata su una garza sterile.  
ACQUA OSSIGENATA è anche indicata per effettuare degli sciacqui del cavo orale, senza deglutire.

### CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
Q590	Flacone da 250 ml	Scatola da 12 Flaconi
T122	Flacone da 1000 ml	Scatola da 12 Flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
80335948	08009110030220	165 l x 216 p x 165 h	168 ct (7 piani x 24)
8009110019515	08009110030145	340 l x 255 p x 290 h	40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene allergizzanti ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**<sup>®</sup>  
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

## LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

# ACQUA OSSIGENATA

### COMPOSIZIONE

INGREDIENTS: Aqua, Hydrogen Peroxide, Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphonate.

### CARATTERISTICHE

Liquido incolore, senza profumazione aggiunta.

### AVVERTENZE

Prodotto per uso esterno. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Un leggero grado di pressione potrebbe verificarsi all'interno del flacone provocando una lieve deformazione che non pregiudica in nessun caso l'idoneità del prodotto all'impiego.

### VALIDITA'

3 anni. Dopo l'apertura si conserva per 12 mesi (si veda il simbolo di PaO sull'etichetta ).

### MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

### CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.