



**Germodis**<sup>®</sup>  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

## LINEA SPECIALISTICA - SCHEDA TECNICA

# GERMOFORM SUPERFICI

GERMOFORM SUPERFICI grazie ai suoi principi attivi disinfetta e deterge rapidamente ogni superficie: piastrelle, ceramiche, servizi igienici, fornelli e anche oggetti.

GERMOFORM SUPERFICI ha un ampio spettro d'azione e aiuta ad eliminare gli allergeni.



## ISTRUZIONI PER L'USO

GERMOFORM SUPERFICI è un prodotto concentrato che si usa tale quale spruzzandolo direttamente su oggetti abitualmente usati lasciandolo agire per 10 minuti.

Risciacquare dove necessario.

## CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
G014	Flacone da 750 ml	Scatola da 12 flaconi

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**®  
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

## LINEA SPECIALISTICA - SCHEDA TECNICA

# GERMOFORM SUPERFICI

### COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:

Benzalconio cloruro 2,00 g; Ortofenilfenolo 0,10 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,00 g

### CARATTERISTICHE

Liquido incolore, senza profumazione aggiunta. Conforme alla normativa HACCP.

### ATTIVITÀ

Attivo contro batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.

### TEST

EN 1040; EN 1275.

### VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

### CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

### AUTORIZZAZIONI

DISINFETTANTE CONCENTRATO - Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute N. 18.680.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI