



Germodis[®]
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

MULTIUSI SALVIETTA MANI

MULTIUSI SALVIETTA MANI è un nuovo fazzolettino che contiene una soluzione idroalcolica al 62% di alcol etilico (70% v/v) di grado cosmetico.

Delicato sulla cute questo fazzolettino è indicato per la frizione alcolica delle mani, e la cute in generale, in assenza di acqua e sapone, a casa o fuori casa e in viaggio.

Può essere utilizzato a scopo cautelativo in periodi di rischi elevati e ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati.



ISTRUZIONI PER L'USO

Strappare la bustina ed estrarre la salvietta. Strofinare la salvietta sulla pelle o sulle mani, anche tra le dita e intorno alle unghie. Ripetere a seconda delle necessità.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
F575	Bustina singola	Scatola da 400 bustine

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tali materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



Germodis[®]
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

MULTIUSI SALVIETTA MANI

COMPOSIZIONE

ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), PROPYLENE GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL BENZOATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.

CARATTERISTICHE

Salvietta monouso delicatamente profumata al limone.

ATTIVITÀ

Igiene delle mani e della pelle in generale in assenza di acqua e sapone.

TEST

CHALLENGE TEST. PATCH TEST.

VALIDITA'

Confezione monouso.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.