



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

MULTIUSI SALVIETTE

MULTIUSI SALVIETTE è una pratica confezione di fazzolettini contenenti una soluzione idroalcolica per la detersione della pelle (con il 70% in volume di alcol etilico di grado cosmetico).

Delicate sulla cute le MULTIUSI SALVIETTE sono indicate per la frizione alcolica delle mani e la cute in generale, in assenza di acqua e sapone, a casa o fuori casa e in viaggio.

Possono essere utilizzate a scopo cautelativo in periodi di rischi elevati e ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati.



ISTRUZIONI PER L'USO

Per estrarre le salviette sollevare la chiusura pop up che va richiusa adeguatamente. Strofinare la salvietta sulla pelle o sulle mani, anche tra le dita e intorno alle unghie. Ripetere a seconda delle necessità.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:	Imballo terziario
Q544	Flow pack da 20 pz	Espositore da 6 flow pack	Scatola con 2 espositori – 12 pz

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110029477	18009110029474	295 l x 295 p x 125 h	96 ct (8 piani x 10 + 4x4 scatole centrali)

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tali materiali non contengono allergizzanti e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

MULTIUSI SALVIETTE

COMPOSIZIONE

INGREDIENTS (soluzione imbibente): ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), PROPYLENE GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL BENZOATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.

CARATTERISTICHE

Salviettine in TNT imbevute, delicatamente profumate al limone.

ATTIVITÀ

Igiene delle mani e della pelle in generale in assenza di acqua e sapone.

TEST

PATCH TEST su pelli sensibili.

VALIDITA'

Dopo l'apertura si conserva per 24 mesi (si veda il simbolo di PaO sull'etichetta ).

AVVERTENZE

Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.